

INSTALLATIEGIDS EN GEBRUIKSAANWIJZING



GEFELICITEERD!

U heeft een Wellbox [s] aangekocht, een dispositief exclusief bestemd voor huisgebruik. Wij danken u! LPG® is wereldmarktleider op het vlak van Endermologie®. U kunt nu thuis genieten van zijn jarenlange ervaring en knowhow op het gebied van cellulaire stimulatie. Afgeleid van de professionele LPG-technologieën (Cellu M6®) reactiveert Wellbox de fysiologische processen die verantwoordelijk zijn voor de slankheid en de jeugd op natuurlijke wijze. In slechts enkele minuten per dag revolutioneert de Wellbox uw dagelijks welzijn en worden uw schoonheidstrekken opnieuw uitgevonden.

Het enige wat u moet doen is de instructies volgen die in deze handleiding zijn opgenomen.

INHOUD	Garantiecertificaat	3
	Belangrijke veiligheidsinstructies	4
	Contra-indicaties	5
	Gebruiksvoorzorgen	6
	Inhoud van de verpakking	7
	Beschrijving van het apparaat	8
	Beschrijving van het bedieningspaneel	9
	Beschrijving van de behandelkoppen	10
	Installatie	12
	Voeding	13
	Aan- en uitzetten	14
Onderhoud	15	
Onderhoud van de "Roll"- koppen	16	
Onderhoud van de "Lift"- koppen	17	
Wat te doen bij problemen?	18	
Technische gegevens	19	



Lees deze installatiegids en deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik.

GARANTIECERTIFICAAT

VOOR

WELLBOX LPG®


De onderhavige garantie (de "Garantie") is van toepassing op alle landen waarin het product LPG® WELLBOX (het "Product") wordt verkocht door LPG® S.A. ("LPG®") of een erkende wederverkoper.

LPG® garandeert dat het Product op de datum van de oorspronkelijke aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten behoudens de volgende voorwaarden en bepalingen :

1. De Garantie wordt verstrekt aan de eindkoper van het Product (de "Klant"). De garantie laat de wettelijke rechten en de rechten van de Klant uit hoofde van de contractuele overeenkomst met de wederverkoper/distributeur van het Product onverlet.

2. De Garantie is uitsluitend geldig indien de Klant de originele aankoopbon, te weten de factuur, de kwitantie, de kassabon, het door een erkende wederverkoper afgegeven garantiecertificaat en de kassabon, een bewijs van betaling voor creditcard aankopen via het internet, samen met het Product overlegt. Het bewijs van aankoop dient de aankoopdatum, de omschrijving van het Product, alsmede, in het voorkomende geval, de naam van de erkende wederverkoper en het serienummer te vermelden. LPG® behoudt zich het recht voor reparaties of vervanging van het Product onder garantie te weigeren indien voornoemde documenten niet worden verstrekt of indien de informatie hierin incompleet of onleesbaar is.

3. De Garantie is uitsluitend geldig indien het Product voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt. De Klant kan geen aanspraak maken op de Garantie indien het Product voor professionele doeleinden wordt gebruikt of indien het Product voor commerciële doeleinden wordt verhuurd.

4. De Garantie wordt verleend voor een maximale periode van 2 (TWEË) JAAR vanaf de datum van aankoop van het Product van LPG® of van een erkende wederverkoper door de eerste koper (de "Garantieperiode"), zonder dat tijdens de "Garantieperiode" 500 uren gebruik worden overschreden. 500 uren gebruik stemt overeen met 5000 sessies van zes minuten. Om de gebruikstijd te controleren dient u het apparaat uit te schakelen. Het apparaat dient aan de netstroom aangesloten te blijven. U drukt dan simultaan en gedurende twee seconden op Power (+), Time (-) en . Herhaal deze laatste operatie om het scherm weer uit te schakelen.

5. Tijdens de "Garantieperiode", verbindt LPG® zich ertoe het defecte Product, naar goeddunken, kosteloos te repareren of te vervangen voor zover de voorraad strekt. LPG® zal het gerepareerde Product of een ander Product in goed werkende staat aan de Klant retourneren. Alle vervangen onderdelen of andere materialen blijven het eigendom van LPG®.

6. De "Garantieperiode" van een gerepareerd of vervangen Product wordt noch verlengd noch hernieuwd.

7. De Garantie is van toepassing op gebreken die zijn opgetreden in het kader van een gebruik van het artikel in overeenstemming met de installatiegids en gebruikshandleiding. Onderhoud, reparaties of de vervanging van onderdelen ten gevolge van normale slijtage of veroudering van het Product zijn van de garantie uitgesloten.

De Garantie vervalt indien :

a. Het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het product is blootgesteld: een gebruik in tegenspraak met deze installatiegids en gebruikshandleiding, een ruwe behandeling, een blootstelling aan een te grote vochtigheid, aan extreme thermische of omgevingsomstandigheden of aan snelle verandering van deze omstandigheden, aan blootstelling aan corrosie, oxidatie, aan ongeoorloofde wijzigingen of aansluitingen, aan door niet-erkende reparatiebedrijven of door de Klant zelf uitgevoerde reparaties, aan met niet geoorloofde reservedelen uitgevoerde reparaties, aan verkeerd gebruik, aan een ongeschikt type elektrische voeding, aan niet-inachtneming van de montageaanwijzingen, aan verkeerde installatie, aan een ongeval, aan natuurkrachten, aan contact met vloeistoffen, aan de inwerking van chemicaliën en aan andere handelingen die redelijkerwijze buiten de macht zijn van LPG® ;

b. LPG® of de erkende wederverkoper van het Product niet binnen dertig (30) dagen na het optreden van het defect tijdens de "Garantieperiode" door de Klant van het gebrek in kennis werd gesteld ;

c. Het Product niet aan LPG® of aan de erkende wederverkoper van het Product binnen zestig (60) dagen na het optreden van het defect tijdens de "Garantieperiode" werd geretourneerd ;

d. Het serienummer van het Product of alle andere identificatienummers werden verwijderd, gewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt ;

e. Het defect veroorzaakt is omdat het Product werd gebruikt met een accessoire die niet door LPG® werd vervaardigd of geleverd.

8. De Klant verbindt zich ertoe het Product in de oorspronkelijke verpakking te retourneren. LPG® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschadiging van het Product indien het Product in een ongeschikte verpakking wordt verzonden. LPG® behoudt zich het recht voor een vaste bijdrage van de Klant aan de verzendkosten van het Product te verlangen.

9. De Garantie is het enige en uitsluitende verhaal van de Klant tegen LPG® en de enige en uitsluitende verantwoordelijkheid van LPG® jegens de Klant voor gebreken van het Product. De Garantie vervangt alle voorgaande garanties of aansprakelijkheid, hetzij mondeling, schriftelijk, wettelijk (voor zover de wet zich hiertegen niet verzet), contractueel, op grond van onrechtmatige daad of anderszins. LPG® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor incidentele of indirecte schade of gevolgschade of kosten. Alle wijzigingen van de Garantie behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van LPG®. De Garantie valt onder het Franse recht, onder voorbehoud van en in zoverre dat eventueel geldende rechtsnormen van het domicilie of vestigingsplaats van de Klant niet anders voorschrijven.

10. Ga naar www.welbox.com om de garantie van uw Wellbox te activeren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het is zeer aan te bevelen om eerst kennis te nemen van onderstaande aanwijzingen voordat u dit apparaat gaat installeren of gebruiken.

GEVAAR: om het gevaar op elektrocutie te verminderen :

- Controleer of de netspanning overeenkomt met het spanningsbereik dat op het typeplaatje op het voedingsblok van het apparaat is aangegeven (100-240 VAC). Het apparaat moet op een wandstopcontact worden aangesloten dat voldoet aan de geldende elektrische normen. Sluit Wellbox liever niet aan op een meerwegstekker. Trek na elk gebruik of voor het reinigen de stekker van de voeding van Wellbox uit het stopcontact.
- Gebruik Wellbox niet als u een bad neemt of onder de douche staat. Zet Wellbox niet op een vochtige of instabiele ondergrond of in de nabijheid van een badkuip, douche of wastafel. Gebruik Wellbox op een droge plaats. Zorg dat er geen water spat op uw Wellbox. Raak het apparaat niet aan wanneer het per ongeluk in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de slang niet onder water komt. Gebruik Wellbox niet buiten.
- Laat geen voorwerpen in de openingen van het apparaat vallen en steek daar ook niets in. Zuig geen vaste of vloeibare stoffen op met Wellbox.

WAARSCHUWING : Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen :

- Gebruik het apparaat niet onder een deken of in een vergelijkbare situatie. Een overmatige hitteontwikkeling kan optreden en een brand, elektrische schok of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Gebruik het apparaat nooit als er een kabel of aansluiting beschadigd is, als het niet goed werkt, als het op de grond of in water gevallen is of als het beschadigd is. Neem in dit geval contact op met de klantendienst van LPG®.
- Draag of verplaats het apparaat niet door het vast te houden of op te tillen aan het deksel, de kabels of de slang. Laat Wellbox niet vallen. Schud het apparaat niet of stoot er niet tegen aan.
- Gebruik Wellbox zonder dat de slang op de koppen is aangesloten. Houd de kabels en de slang ver verwijderd van elke hittebron. Gebruik het apparaat niet als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C.
- Gebruik het apparaat niet als er aerosolproducten (spray) zijn gebruikt of als er zuurstof is toegevend.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het op de stroom is aangesloten. Om het apparaat uit te zetten drukt u eerst op de aan/uit-drukknop en trekt u daarna de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
- Maak het toestel niet open en demonteer het niet.

CONTRA-INDICATIES

- Gebruik Wellbox niet wanneer er medische contra-indicaties zijn. Lees altijd eerst aandachtig dit hoofdstuk en neem de voorzorgen in acht die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Vraag advies aan een arts als u betwijfelt of uw gezondheidstoestand compatibel is met het gebruik van Wellbox.
- Wellbox mag op alle externe en gezonde lichaamsdelen worden gebruikt, met uitzondering van ogen, oren, keel en geslachtsdelen. Zonder voorafgaand medisch advies mag Wellbox niet worden gebruikt op de slijmvliezen, borsten, de ruggengraat.
- In geval van zwangerschap mag u het apparaat niet gebruiken op uw buik en rug. Het gebruik van het apparaat bij sommige pathologiën dient eerst door uw huisarts worden goedgekeurd

Gebruik Wellbox niet in onderstaande gevallen :

- epilepsie
- problemen met de bloedstolling
- hartproblemen
- pijn of rode vlekken
- kriebel in de ledematen
- aderontstekingen, spataders of wanneer u korter dan 2 maanden geleden een interventie hebt ondergaan aan de bloedvaten.
- koorts, infectie, ontstekingen, uitgesproken huidaandoening, open wonden, recente littekens of om het even welke ernstige of slepende ziekte.
- bij langdurig gebruik van geneesmiddelen (ontstekingsremmers of bloedstolling vertragende middelen, antibiotica of antihistaminica) moet u eerst advies vragen aan uw arts voor u Wellbox gaat gebruiken.
- Wellbox mag niet worden toegepast op gezwollen zones of zones met koperroos.

Bij onverklaarbare pijn ter hoogte van de kuiten moet de verzorging meteen worden stopgezet. Indien tijdens of na gebruik secundaire effecten ontstaan die te maken hebben met de Wellbox-verzorging, moet u uw arts raadplegen en contact opnemen met de klantendienst van LPG[®].

GEBRUIKSVOORZORGEN


- Gebruik de Wellbox niet bij een kind jonger dan 7 jaar. Laat een kind jonger dan 11 de Wellbox nooit alleen gebruiken. Zet het vermogen lager wanneer u een kind wilt behandelen.
- Strikter toezicht is vereist als het apparaat wordt gebruikt door, op en bij kinderen en invalide of gehandicapte personen.
- Wellbox mag nooit een pijnsensatie geven of merktekens achterlaten. Eventuele rode vlekken mogen niet meer dan een paar seconden blijven en mogen geen sporen nalaten.
- Gebruik Wellbox nooit zonder beschermende filter.
- Gebruik alleen de behandelkoppen en accessoires die door de firma LPG[®] worden geleverd.
- Dit apparaat is enkel bestemd voor huisgebruik.
- Gebruik geen detergents, solvents, chemische producten of schuursponsjes om Wellbox schoon te maken. Gebruik de schoonmaakdoekjes die bij het product werden meegeleverd of gebruik bacteriëndodende en schimmelwerende vochtige doekjes.
- Gebruik Wellbox nooit op sieraden of piercings.
- Het apparaat niet gebruiken boven een hoogte van 2500 m.
- Het is aanbevolen om het apparaat 30 minuten uit te zetten na 30 minuten gebruik wanneer de temperatuur 25° C overschrijdt.

Regelmatig gebruik van Wellbox helpt om u beter te voelen; het verdient aanbeveling om het gebruik niet te lang te onderbreken. Als u de gebruiksaanwijzingen en aanbevelingen niet opvolgt, bestaat de kans dat u niet de gewenste resultaten bereikt. Gebruik Wellbox nooit langer dan aanbevolen. Indien de verschijnselen aanhouden, moet u uw arts raadplegen. De resultaten kunnen variëren al naar gelang uw leeftijd, uw levensstijl (sportactiviteiten, voeding, enz.) en uw lichaamsbouw.

Het is strikt verboden wijzigingen aan te brengen aan het apparaat zonder de toestemming van LPG.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Wellbox wordt compleet met alle onderdelen geleverd die voor regelmatige toepassing van de verschillende lichaams- en gezichtsbehandelingen noodzakelijk zijn.



De verpakking bevat:


1. Een behandelkop ③ met gemotoriseerde rollen.
2. Een set van 2 "Roll"-behandelkoppen ①②.
3. Een set van 2 "Lift"-behandelkoppen [1][2].
4. Een aansluitslang voor de koppen.
5. Twee werktuigen om de "Lift"-koppen te demonteren [1][2].
6. Reservefilters.
7. Schoonmaakdoekjes.
8. Reservekleppen voor de Lift-koppen.
9. Deze installatiegids en gebruiksaanwijzing.

 Bewaar de originele verpakking van uw Wellbox zolang de garantie loopt. Indien het product tijdens de garantieperiode moet worden teruggezonden, moet dit gebeuren in de originele verpakking.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Wellbox is het eerste huishoudapparaat afgeleid uit de knowhow met betrekking tot de cellulaire stimulatie van LPG®. Het hoofddeel bevat het bedieningspaneel, de "Roll"-behandelkop ③ en de aansluitslang.

Het bovendeksel biedt ruimte voor de set van 4 andere koppen en houdt het apparaat na gebruik gesloten.






















1. Bedieningspaneel.
2. Uitneembare aansluitslang om het apparaat op een behandelkop aan te sluiten (zie pagina 67).
3. Aansluiting van de slang op het apparaat.
4. Opbergruimte voor de vier koppen bestaande ① ② uit [1] [2] twee Roll-koppen en twee Lift-koppen.
5. Knop om het deksel te openen.
6. Gemotoriseerde "Roll"-behandelkop ③.
7. Opberplaats voor de slang.
8. Toegangsdoop naar het beschermfilter.
9. Beschermfilter dat toegankelijk is onder de dop [8].
10. Twee werktuigen om de "Lift"-koppen te demonteren.
11. Transporthandgreep.
12. Aansluiting voor de netvoeding.

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Dankzij het bedieningspaneel is Wellbox eenvoudig en handig te bedienen. Het paneel bevat een serie van 8 toetsen en een lcd-display waarop de verschillende parameters worden weergegeven die u kunt instellen voordat u de behandeling begint. Met behulp van de toetsen van het bedieningspaneel kunt u:



1. het apparaat inschakelen en uitschakelen
2. de behandeling starten, onderbreken of stoppen
3. de intensiteit van de behandeling instellen
4. het behandelprogramma selecteren (continu of ritmisch).
5. de behandelduur instellen in minuten

- Om het apparaat in te schakelen drukt u op .
- Om een behandeling te starten, te pauzeren, te hervatten of te annuleren drukt u op .
- Power : om het vermogen te regelen drukt u op  of  al naar gelang het gewenste niveau van  tot .
- Select : om het behandelprogramma (continu of ritmisch) te selecteren drukt u op  of .
 - u kunt kiezen uit 4 programma's:
 -  Continu (geen ritmiciteit)
 -  middelmatige ritmiciteit
 -  geringe ritmiciteit
 -  grote ritmiciteit
- Time : druk op  of  om de gewenste behandelduur in te stellen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te bepalen welke tijdsduur geschikt is voor de behandeling die u zoekt. In geen geval mag u langer dan 30 minuten instellen). Bij elk nieuw gebruik blijft het scherm van het apparaat standaard 6 minuten  branden.
- Wanneer u het apparaat opnieuw inschakelt, worden de instellingen voor «Power» en «Select» teruggesteld op hun beginwaarden.
- Bij overgang van het ritmische programma op het continue programma wordt de intensiteit automatisch verlaagd. De intensiteit blijft hetzelfde bij overgang van het continue op het ritmische programma.
- Bovendien geven die symbolen  en  die op de display verschijnen de behandelkop(pen) aan die compatibel zijn met de geprogrammeerde behandeling.  "Roll"-kop  "Lift"-kop
- Druk opnieuw op de knop om Wellbox uit te zetten. Als u het apparaat 5 minuten lang niet gebruikt, gaat het systeem automatisch over op de «off»-stand.



Bij elke keer dat u een toets indrukt hoort u een piepton als bevestiging.


BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELKOPPEN

Wellbox omvat een complete uitrusting van 5 behandelingskoppen. Zo weet u zeker dat u op elk moment over de best passende oplossing beschikt voor de gewenste behandeling en de te behandelen lichaamszone.

3 "Roll"-koppen ① ② ③

Elke "Roll"-kop heeft uitneembare afsluitstrips.

"Roll"-kop ①





1. Uitneembare afsluitstrippen.
2. Uitneembare rollen.
3. Behandelkamer.

Deze kleine Roll kop kan worden gebruikt voor de vetzones op het gezicht (dubbele kin).

"Roll"-kop ②



1. Uitneembare afsluitstrippen.
2. Uitneembare rollen.
3. Blokkeerknop.
Wanneer de knop ingedrukt is , zijn de rollen geblokkeerd (continuumodus). Als de knop uit staat , kunnen de rollen zich vrij naar elkaar toe en uit elkaar bewegen (ritmiciteit).
4. Behandelkamer.



De Roll (2) kop wordt gebruikt voor de armen, knieën of kuiten, afhankelijk van de morfologie.

"Roll"-kop ③




1. Omschakelaar voor de draairichting van de gemotoriseerde rollen. De richting wordt aangegeven door een verlichte pijl.
2. Aangedreven rollen.
3. Behandelruimte.
4. Uitneembare afsluitstrippen. (achter de beschermkappen).



De gemotoriseerde Roll (3) kop laat toe om alle zones op het lichaam te behandelen.



BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELKOPPEN

2 Lift-koppen  [1] [2]Lift-kop [1]
met uitneembare kleppen.Lift-kop [2]
met afneembare ventielen.2 demonteerwerktuigen,
één voor elke kop.

INSTALLATIE



Open het apparaat door op de drukknop aan de voorkant te drukken.



Leg de vier behandelkoppen in de daarvoor bedoelde vakken. Elke kop heeft zijn eigen vak te herkennen aan het pictogram.

Ga als volgt te werk om de slang op het hoofddeel van het apparaat aan te sluiten:



Plaats de slang met de pijl  (in reliëf) naar de bovenkant, zoals is aangegeven op de foto.

 De slang kan met het ene of andere uiteinde worden aangesloten. Trek voorzichtig aan de slang om de slang weer los te maken. U mag de slang nooit verdraaien of forceren.

Vervolgens kunt u de behandelkop van uw keuze aansluiten op de slang:



Kies een van de koppen, sluit deze aan op de slang door de pijlen op de kop en op de slang met elkaar uit te lijnen.

Herhaal deze operatie telkens wanneer u van behandelingskop wilt veranderen.



Na gebruik kunt u de opgerolde slang gemakkelijk opbergen in de speciaal daarvoor bedoelde goot, zoals is aangegeven op de foto.

VOEDING

Wellbox wordt geleverd met een voedingskit bestaande uit:

- Een netvoedingsblok. Ingang 100-240 V AC, 50/60Hz - Uitgang 24 V DC
- Vier verloopstekkers voor verschillende stopcontacten

Ga als volgt te werk om uw apparaat op de stroom aan te sluiten:

Indien de stekkers niet overeenstemmen met uw netwerk dan dient u eerst een elektriker te raadplegen om een oplossing te vinden



1. Sluit het aansluitsnoer aan op de achterkant van Wellbox.



2. Sluit daarna het voedingsblok aan op een wandstopcontact.

De internetwebsite die op de behuizing is vermeld is indicatief, surf naar www.wellbox.com voor meer informatie.



Het is verboden en gevaarlijk om een andere elektrische voeding te gebruiken dan die bij het apparaat is meegeleverd.

AAN-EN UITZETTEN












Lees de installatie-instructies aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt.



1. Nadat u de voeding op de stroom hebt aangesloten (zie pagina 68), kunt u het apparaat inschakelen door op de toets  te drukken. Het bedieningspaneel licht op. Voordat u de behandeling begint en volgens de instructies van de installatiegids en de gebruiksaanwijzing moet u het volgende bepalen:


- het vermogen (Power)
- het continue of ritmische behandelprogramma (Select)
- de behandelduur (Time)

Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, zijn alle parameters ingesteld op hun oorspronkelijke waarde:



- Minimum vermogen op . Druk op , om de intensiteit te verhogen
- Continue zuigprogramma . Druk op  om over te gaan op ritmiciteit  /  /  (zwak / gemiddeld / hoog).
- Tijdsduur op 6' . Druk op  of op , om de vereiste behandelingsduur in te stellen.

2. Selecteer de kop die u wilt gebruiken en stel daarna de waarden in voor vermogen, continu of ritmisch programma en tijdsduur; raadpleeg hiervoor de fiches / protocolposters.

3. Druk op  om de behandeling te beginnen. Als "Roll"-kop  is aangesloten, draaien de rollen bij het begin van de behandeling vooruit. Een verlichte pijl geeft aan in welke richting de kop zich verplaatst. Druk op de knop om de richting te veranderen. De verlichte pijl verandert ook van richting (zie pagina 65).

4. U kunt de behandeling op elk gewenst moment onderbreken en weer hervatten door op  te drukken.


5. Ga als volgt te werk om Wellbox na gebruik te sluiten:

- Sluit "Roll"-kop  aan op de slang
- Rol de slang vervolgens op in de speciaal daarvoor bedoelde goot (2 slagen)
- Plaats "Roll"-kop  vervolgens terug in het speciaal daarvoor bedoelde hoofdopbergvak naast het bedieningspaneel. Berg de andere koppen op in hun eigen vakken in het bovendeksel.



Na vijf minuten niet te zijn gebruikt, schakelt uw Wellbox automatisch terug naar de uit-stand.

ONDERHOUD

 Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd, niet alleen om hygiënische redenen, maar ook om het zo lang mogelijk in goede staat van werking te houden. Trek altijd eerst het voedingsblok uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.

BeschermfILTER vervangen

Uw Wellbox beschikt over een beschermingsfilter die de goede werking ervan garandeert. Wanneer de filter geen correcte werking van uw apparaat toelaat dan dient de filter vervangen te worden. Het is aangeraden de filter ongeveer een keer per maand te vervangen.

Ga als volgt te werk om het filter te vervangen:
Trek de stekker uit het wandstopcontact.



Draai de dop los met een kwartslag linksom zoals aangegeven op de foto.
Trek deze vervolgens naar u toe.





Haal het oude filter van de dop en gooi het weg.



Plaats een nieuw filter (alleen voor éénmalig gebruik) door de twee lippen omlaag te vouwen en breng de dop terug op zijn plaats.

ONDERHOUD VAN DE “ROLL”-KOPPEN ① ② ③

 Om hygiënische redenen moeten de behandelingskoppen regelmatig worden schoongemaakt na elk gebruik. Maak de koppen los en gebruik de meegeleverde schoonmaakdoekjes of vochtige doekjes die in een antiseptische, bacteriëndodende en schimmelwerende oplossing zijn gedrenkt.

Ga als volgt te werk om “Roll”-koppen te reinigen:  ① ② :

1. Pak de kop vast met de rollen naar u toe. Haal de rollen eruit door wat kracht naar buiten uit te oefenen.
2. Verwijder de afsluitstrip uit de behandelruimte.
3. Maak de behandelruimte, de afsluitstrip en de rollen schoon met behulp van een reinigingsdoekje.
4. Breng de afsluitstrip terug op zijn oorspronkelijke plaats.
5. Breng de rollen terug op hun plaats door wat kracht naar binnen uit te oefenen totdat u een klik hoort.





Ga als volgt te werk om “Roll”-kop te reinigen:  ① ② :

1. Klik de beschermstukken van elke rol los terwijl u kop met één hand vasthoudt; en maak deze vervolgens schoon met een reinigingsdoekje.
2. Verwijder daarna de 2 afsluitstrips door deze voorzichtig uit hun groef te halen; maak deze daarna zorgvuldig schoon met een reinigingsdoekje.
3. Maak de behandelruimte en de rollen schoon met behulp van een reinigingsdoekje.
4. Klik de afsluitstrips op het gevorkte gedeelte aan de binnenzijde van de beschermstukken. Plaats het geheel vervolgens in de kop. Druk zachtjes op de uitsparingen om het geheel vast te klikken.




ONDERHOUD VAN DE “LIFT”-KOPPEN [1] [2]

 Om hygiënische redenen moeten de behandelingskoppen regelmatig worden schoongemaakt na elk gebruik. Maak de koppen los en gebruik de meegeleverde schoonmaakdoekjes of vochtige doekjes die in een antiseptische, bacteriëdodende en schimmelwerende oplossing zijn gedrenkt.

Ga als volgt te werk om “Lift”-koppen  [1] [2] te reinigen:

1. Pak “Lift”-kop [1] of [2] vast. Steek werktuig [1] of [2], afhankelijk van de te reinigen kop, met de schuine kant in de opening van de uitneembare klep totdat u een klik hoort.
2. Trek het werktuig weer naar buiten; de klep komt nu mee.
3. Haal de klep van het werktuig af om hem zorgvuldig schoon te maken met een reinigingsdoekje.
4. Pak het werktuig aan de gladde kant vast.
5. Steek het geheel zo ver mogelijk in de behandelkop totdat u tegen een aanslag aan komt.



WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN?



Ga eerst na of u wel de aanwijzingen voor installatie en gebruik hebt opgevolgd (zie pagina's 59, 60 en 61).

Indien het apparaat niet goed werkt, verdient het aanbeveling om eerst het volgende te controleren, voordat u contact opneemt met de klantendienst van LPG[®]:

- Hebt u de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht genomen?
- Is het apparaat aangesloten op het voedingsblok?
- Komt het voedingsblok overeen met het gebruik van het apparaat?
- Komt de gekozen voedingsverloopstekker wel overeen met de normen van uw land?
- Hebt u de aan/uit-drukknop wel ingedrukt?
- Werd Wellbox vijf minuten lang niet gebruikt?
- Gaat de display aan?
- Is het filter schoon en goed op zijn plaats?
- Is de slang niet verstopt? Is de slang wel goed aangesloten?
- Is de behandelkop op de juiste manier aangesloten op de slang?
- Zijn de onderdelen van de behandelkoppen (afdichtstrips, rollen, kleppen) goed geïnstalleerd en niet vervuild en kunnen ze bewegen?
- Werkt de bedieningsknop van de gemotoriseerde «Roll»-kop ③ moeiteloos?
- Om veiligheidsredenen mag u het voedingsblok of het apparaat niet demonteren. Doet u dit toch, dan vervalt de garantie.

Indien u deze controles hebt uitgevoerd en de fout niet is opgelost, neem dan contact op met de klantendienst van LPG[®] of een erkende verdeler en vermeldt het serienummer van het toestel (aangegeven op het streepjescode-etiket onderaan op het toestel (bijvoorbeeld: MM21 51571234). Geef ook aan hoelang (in uren) het toestel reeds werd gebruikt (zie pagina 58).

- **Klantendienst LPG[®]**
Europees groen nummer, gratis vanaf een vast toestel):
00800 MYWELLBOX (00800 699 355 269)
- **www.wellbox.com**
- **Voor meer informatie of een schriftelijk klacht:**
Klantenservice LPG[®] tel.: 00800 699 355 269
(gratis nummer uitsluitend binnen Europa of +33 (0)4 75 78 68 99)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen L x l x h 350 x 300 x 250 mm
 Nettogewicht 7,5 kg
 Geabsorbeerd vermogen 70 Watts
 Apparaat van klasse III, maximale gebruiksduur per behandelings-
 sessie: 30 mn.

Identificatiesticker



Het "type"-identificatie-etiket kan worden gewijzigd in functie van eventuele aanpassingen van het toestel en type van de Wellbox. Het etiket onderaan op uw Wellbox is de goedgekeurde versie.

Beschrijving van de symbolen

	Wisselstroom
	Gelijkstroom
	Opgelet: raadpleeg bijgaande documenten
	Stand-by, overgang van waakmodus naar actieve modus
	Waarschuwing
	Gevaarlijke spanning
	Raadpleeg bijgaande documenten
	Alleen binnenshuis gebruiken
	Dit pictogram betekent dat uw apparaat op de markt is gebracht na 13 augustus 2005. Conform aan de richtlijn 2002/96/CE betreffende het elektronisch afval bevat uw apparaat onderdelen die niet in de gewone vuilbak mogen worden gegooid en onderhevig zijn aan selectieve ophaling. Indien uw apparaat aan het einde van zijn leven is dient u het naar het containerpark of naar het verkooppunt te brengen. Zodoende draagt u toe tot een beter leefmilieu.

 De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van het apparaat te wijzigen.

Lees deze installatiegids en gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze.