

GUIDE D'INSTALLAZIONE E UTILIZZO



CONGRATULAZIONI !

Ci congratuliamo con lei per l'acquisto della Wellbox®[S], un'apparecchiatura ad uso esclusivamente domestico, e la ringraziamo! LPG, leader mondiale dell'Endermologie®, consente ormai di beneficiare anche a domicilio dei suoi anni di esperienza nell'ambito della stimolazione tessutale. Frutto delle tecnologie professionali LPG (Cellu M6®), la Wellbox riattiva naturalmente i processi fisiologici responsabili della snellezza e della giovinezza. Sono sufficienti soltanto pochi minuti al giorno di utilizzo della Wellbox per rivoluzionare la vostra quotidianità e reinventare i vostri gesti di bellezza.

E ora, non vi resta che seguire le istruzioni fornite in questa guida.

SOMMARIO	Certificato di garanzia	3
	Istruzioni importanti per la sicurezza	4
	Controindicazioni	5
	Precauzioni d'uso	6
	Contenuto della confezione	7
	Descrizione dell'apparecchiatura	8
	Descrizione del pannello di controllo	9
	Descrizione delle testine di trattamento	10
	Installazione	12
	Alimentazione	13
	Messa in funzione	14
	Manutenzione	15
	Manutenzione delle testine Roll	16
Manutenzione delle testine Lift	17	
Un problema: come risolverlo ?	18	
Caratteristiche tecniche	19	



Leggere attentamente questa Guida d'installazione e utilizzo e conservare queste istruzioni per future consultazioni.

CERTIFICATO DI GARANZIA

per

WELLBOX LPG®

La presente garanzia (la "Garanzia") è valida in tutti i paesi in cui il prodotto LPG® WELLBOX (il "Prodotto") è stato venduto sul mercato da LPG® S.A. ("LPG®") o da un rivenditore autorizzato.

LPG® garantisce che, al momento dell'acquisto, il Prodotto è privo di difetti di materia, di concezione e di fabbrica, fermo restando le seguenti disposizioni e condizioni:

1. La Garanzia viene data all'acquirente finale del Prodotto (il "Cliente"). Essa non limita in alcun modo i diritti del Cliente che risultano dalle disposizioni imperative della legge nazionale applicabile né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore/distributore del Prodotto che risultano dal loro contratto.

2. La Garanzia è valida a condizione che il Cliente presenti, insieme al Prodotto, la prova originale del suo acquisto, in particolare la fattura, la ricevuta, lo scontrino, il certificato di garanzia emesso da un rivenditore autorizzato accompagnato dallo scontrino di cassa, la prova di pagamento tramite carta di credito se l'acquisto è avvenuto su Internet. La prova di acquisto deve contenere la data dell'acquisto, la denominazione espressa del Prodotto nonché, se necessario, il nome del rivenditore autorizzato e il numero di serie. LPG® si riserva il diritto di rifiutare la Garanzia gratuita qualora non sia possibile presentare i documenti sopra menzionati o se le informazioni che devono contenere si rivelano incomplete o illeggibili.

3. La Garanzia è valida solo in caso di uso del Prodotto a titolo privato. È esclusa in caso di uso professionale o se il Prodotto è stato noleggiato a titolo commerciale.

4. Il Periodo di Garanzia è di 2 (DUE) ANNI al massimo a decorrere dalla data in cui il primo Cliente ha acquistato il Prodotto presso LPG® o un rivenditore autorizzato (il "Periodo di Garanzia", senza tuttavia poter superare, in tale lasso di tempo, 500 ore di utilizzo pari a 5000 sedute di 6 minuti. Per controllare il numero di ore di utilizzo, spegnere l'apparecchio senza togliere l'alimentazione e premere contemporaneamente per 2 secondi i tasti Power (+), Time (-) e . Ripetere l'operazione per spegnere il display.

5. Durante il "Periodo di Garanzia", LPG® riparerà o sostituirà gratuitamente, a propria discrezione ed entro i limiti degli stock disponibili, il Prodotto difettoso.

LPG® restituirà al Cliente il Prodotto riparato o un altro Prodotto in buono stato di funzionamento. Tutti i pezzi o altri materiali scambiati diventeranno proprietà di LPG®.

6. Il "Periodo di Garanzia" di un Prodotto riparato o sostituito non sarà né prolungato né rinnovato.

7. La Garanzia si applica ai difetti comparsi nell'ambito di un uso del Prodotto conforme a quanto descritto nella Guida di

installazione e utilizzo. La garanzia non include la manutenzione né la riparazione o la sostituzione di pezzi dovute all'usura normale o d'invecchiamento del Prodotto. Inoltre, la Garanzia non è valida in particolare se:

a. Il difetto è stato causato dal fatto che il Prodotto è stato sottoposto a un uso contrario a quanto previsto nella presente Guida di installazione e utilizzo, a una brusca manipolazione, all'esposizione a un'umidità eccessiva, a condizioni termiche o ambientali estreme o a cambiamenti repentini di queste condizioni, a un'esposizione alla corrosione, all'ossidazione, a modifiche o a connessioni non autorizzate, a riparazioni effettuate da riparatori non autorizzati o dallo stesso Cliente, a riparazioni effettuate con parti di ricambio non omologate, a un uso errato, a un tipo di alimentazione elettrica inadatto, al non rispetto delle istruzioni di montaggio, a un'installazione errata, a un incidente, alle forze della natura, al contatto con del liquido, all'azione di prodotti chimici e a qualsiasi altro atto ragionevolmente al di fuori del controllo di LPG®;

b. LPG® o il rivenditore autorizzato del Prodotto non sono stati informati dal Cliente in merito al difetto entro i trenta (30) giorni successivi alla comparsa del difetto durante il "Periodo di Garanzia";

c. Il Prodotto non è stato inviato a LPG® o al rivenditore autorizzato del Prodotto entro i sessanta (60) giorni successivi alla comparsa del difetto durante il "Periodo di Garanzia";

d. Il numero di serie del Prodotto od ogni altro numero d'identificazione sono stati soppressi, cancellati, rovinati, alterati o non sono più leggibili;

e. Il difetto è dovuto al fatto che il Prodotto è stato utilizzato con un accessorio che non è fabbricato o fornito da LPG®.

8. Il Cliente si impegna a rinviare il Prodotto nel suo imballaggio originale. LPG® non assume alcuna responsabilità in caso di danno al Prodotto dovuto al trasporto in un imballaggio inadeguato. LPG® si riserva il diritto di chiedere una partecipazione forfetaria del Cliente alle spese d'invio del Prodotto.

9. La Garanzia costituisce l'unico ricorso del Cliente contro LPG® e l'unica ed esclusiva responsabilità di LPG® nei confronti del Cliente per quanto riguarda i difetti del Prodotto. La Garanzia sostituisce ogni altra garanzia o responsabilità, orale, scritta, legale (nella misura in cui non sia imperativa), contrattuale, da quasi delitto o altro. LPG® non è responsabile di danni o spese incidentali, consecutivi o indiretti.

Ogni modifica della Garanzia richiede il previo accordo scritto di LPG®. La Garanzia è disciplinata dalla normativa francese, salvo eventuali norme imperative contrarie in vigore nel luogo di domicilio o di sede del Cliente.

10. Per attivare la garanzia della Wellbox, visitare il sito www.wellbox.com

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Prima di installare e utilizzare l'apparecchio, si consiglia di leggere attentamente le precauzioni descritte nel presente capitolo.

PERICOLO: per evitare rischi di folgorazione :

- Verificare che la tensione di rete rientri nel range indicato sull'alimentatore dell'apparecchio (100-240 VAC). Collegare l'apparecchio a una presa a muro conforme alle norme elettriche vigenti. Evitare di collegare la Wellbox su una presa multipla. Ricordarsi di scollegare l'alimentazione della Wellbox dopo ciascun utilizzo e prima di eventuali operazioni di pulizia.
- Non utilizzare la Wellbox nella vasca o sotto la doccia. Non appoggiare la Wellbox su una superficie umida o instabile o vicino alla vasca, alla doccia o al lavandino. Utilizzare la Wellbox in luoghi asciutti. Proteggere l'apparecchio da eventuali spruzzi d'acqua. Se l'apparecchio è caduto in acqua, non toccarlo. Scollegare subito l'alimentazione. Non passare il flessibile sotto l'acqua. Non utilizzare la Wellbox all'aperto.
- Non far cadere né inserire oggetti nei fori dell'apparecchio. Non aspirare corpi solidi o sostanze liquide con la Wellbox.

AVVISO: Per ridurre i rischi di bruciature, incendi, scosse elettriche o lesioni :

- Non utilizzare l'apparecchio sotto una coperta o simili. Il calore eccessivo che ne deriverebbe potrebbe provocare un incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se un cavo o un connettore è danneggiato, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato in qualche altro modo danneggiato, o se è caduto in acqua. In questi casi, contattare il Servizio Clienti LPG®.
- Non trasportare né spostare l'apparecchio tenendolo per il coperchio, per i cavi o il flessibile. Non far cadere la Wellbox. Non scuotere né urtare l'apparecchio.
- Non utilizzare la Wellbox prima di aver collegato il flessibile alle testine. Tenere i cavi e il flessibile lontano da fonti di calore. Non utilizzare l'apparecchio qualora la temperatura ambiente superi i 40°C.
- Non utilizzare l'apparecchio dopo somministrazione di farmaci tramite aerosol, o di ossigeno.
- Se l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non deve essere lasciato incustodito. Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, premere il pulsante di avvio/arresto (start/stop) e scollegare l'alimentazione CA/CC dalla presa.
- Non aprire né smontare l'apparecchio.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare la Wellbox in presenza di controindicazioni mediche, né senza aver letto attentamente questo capitolo e aver consultato le precauzioni elencate in questa Guida.
- In caso di dubbi circa la compatibilità del proprio stato di salute con l'utilizzo della Wellbox, consultare un medico.
- La Wellbox può essere utilizzata su tutte le parti esterne e sane del corpo salvo gli occhi, le orecchie, la glottide e gli organi genitali. La Wellbox non deve essere utilizzata sulle mucose, sui capezzoli, sulla colonna vertebrale o su qualsiasi neo sospetto senza prima aver consultato un medico.
- In caso di gravidanza, non utilizzare l'apparecchiatura sull'addome o sulla parte bassa della schiena. Alcune patologie possono necessitare di un parere medico.

Non utilizzare la Wellbox in caso di :

- Disturbi epilettici
- Problemi di coagulazione del sangue
- Problemi cardiaci
- Dolori o arrossamenti
- Formicolii degli arti
- Flebiti, varici oppure se si è subito un intervento alle vene da meno di 2 mesi
- Febbre, infezioni, infiammazioni, dermatosi acuta, ferite aperte, cicatrici recenti o qualsiasi patologia grave e/o evolutiva.
- In caso di assunzione prolungata di farmaci (antinfiammatori, anticoagulanti, antibiotici e antistaminici), chiedere consiglio al proprio medico prima di utilizzare la Wellbox.
- La Wellbox non può essere applicata su zone in cui compaiono gonfiori o couperose.

Interrompere il trattamento in presenza di dolori anomali a livello dei polpacci. Se dovessero verificarsi effetti collaterali legati ai trattamenti durante o dopo l'utilizzo della Wellbox, consultare il proprio medico e contattare il Servizio Clienti LPG[®].

PRECAUZIONI D'USO


- Non utilizzare la Wellbox su bambini di età inferiore ai 7 anni. I minori di 11 anni non devono utilizzare la Wellbox da soli. Ridurre sempre l'intensità prima di sottoporre un minore a eventuali trattamenti.
- Se l'apparecchio è utilizzato da, su o vicino a bambini, persone invalide o disabili, accertarsi di averlo sempre sotto controllo.
- L'uso della Wellbox non deve mai provocare dolore o lasciare segni; gli eventuali arrossamenti devono sparire nell'arco di qualche secondo senza lasciare tracce.
- Non utilizzare mai la Wellbox senza l'apposito filtro di protezione.
- Utilizzare esclusivamente le testine di trattamento e gli accessori forniti dalla società LPG[®].
- Questa apparecchiatura è destinata ad un uso esclusivamente domestico.
- Non utilizzare prodotti detergenti, solventi, prodotti chimici o spugnette abrasive per pulire la Wellbox. Utilizzare le salviette in dotazione con l'apparecchio oppure salviettine imbevute di soluzione battericida e fungicida.
- Non utilizzare mai la Wellbox su gioielli o piercing.
- Non utilizzare l'apparecchiatura ad un'altezza superiore a 2500m.
- Quando l'apparecchiatura viene utilizzata ad una temperatura superiore a 25°C, si consiglia di attendere 30 minuti fra una seduta di 30 minuti e l'altra.

Il regolare utilizzo della Wellbox aumenta la sensazione di benessere ed è pertanto consigliabile non interrompere le sedute di trattamento troppo a lungo. La mancata osservanza delle istruzioni e dei consigli relativi all'impiego ottimale dell'apparecchio potrebbe impedire il raggiungimento degli effetti desiderati. Non utilizzare la Wellbox oltre l'intervallo di tempo consigliato. Se i sintomi persistono, consultare il proprio medico. I risultati ottenuti possono variare in funzione dell'età, dello stile di vita (attività sportiva, alimentazione e altri fattori) e della morfologia di ciascuno.

Attenzione: è severamente proibito modificare l'apparecchiatura senza l'autorizzazione di LPG.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La Wellbox è fornita completa di tutti i dispositivi necessari alla pratica regolare di vari tipi di trattamento per il viso e il corpo.



La confezione contiene :


1. Una testina di trattamento ③ a rulli motorizzati.
2. Un set di 2 testine di trattamento Roll ① ②.
3. Un set di 2 testine di trattamento Lift [1][2].
4. Un flessibile di collegamento alle testine.
5. Due dispositivi per smontare le testine Lift [1][2].
6. Dei filtri di ricambio.
7. Delle salviette di pulizia.
8. Alette di ricambio per le testine Lift.
9. La presente Guida di installazione e utilizzo.

+ un blocco di alimentazione completo

 *Conservare la confezione originale della Wellbox per tutta la durata della garanzia. Qualsiasi restituzione del prodotto o di ogni sua parte durante questo periodo dovrà essere effettuata utilizzando la confezione originale.*

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

La Wellbox è il 1° apparecchio utilizzabile a domicilio nato dall'esperienza di LPG® nell'ambito della stimolazione tissutale. Il corpo dell'apparecchiatura contiene il pannello di comando, la testina di trattamento Roll ③ e il flessibile di collegamento. Il coperchio è provvisto di alloggiamenti per le altre quattro testine in dotazione e consente di richiudere l'apparecchio dopo l'utilizzo.



1. Pannello di controllo.
2. Flessibile rimovibile per collegare l'apparecchio a una delle testine di trattamento (vedi pag. 85).
3. Attacco per il collegamento del flessibile all'apparecchio.
4. Alloggiamenti per il set delle quattro testine ① ② e [1][2] due Roll e due Lift.
5. Pulsante di apertura del coperchio.
6. Testina di trattamento Roll motorizzata ③.
7. Alloggiamento del flessibile.
8. Tappo di accesso al filtro di protezione.
9. Filtro di protezione accessibile sotto il tappo [8].
10. Due strumenti per smontare le testine Lift.
11. Maniglia per il trasporto.
12. Presa per il collegamento a una presa di rete.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo semplifica e agevola l'utilizzo della Wellbox. È costituito da otto pulsanti e da un display che visualizza i diversi parametri da impostare prima di iniziare una seduta di trattamento. I pulsanti del pannello di controllo consentono di eseguire le operazioni indicate qui di seguito:



1. Accensione o spegnimento dell'apparecchio.
2. Inizio, sospensione o interruzione della seduta di trattamento.
3. Impostazione dell'intensità del trattamento.
4. Selezione del programma di trattamento (con aspirazione continua o in sequenziale).
5. Impostazione della durata del trattamento in minuti.

- Per accendere l'apparecchio, premere .
- Per avviare, interrompere, riprendere o annullare un trattamento, premere Start/Stop .
- Power: per regolare la potenza, premere  o  in funzione del livello desiderato, che può variare da  a .
- Select: per selezionare il programma di trattamento (in continuo o in sequenziale) premere  o . Possibile scegliere tra 4 programmi:

 Continuo (senza ritmicita')	 ritmicita' media
 ritmicita' bassa	 ritmicita' alta
- Time : premere  o  per selezionare la durata (consultare le istruzioni per decidere la durata adatta al trattamento desiderato. In nessun caso superare 30 minuti). A ogni nuovo utilizzo, l'apparecchio visualizza 6 minuti  come impostazione predefinita.
- A ogni successiva riutilizzazione, i valori dei parametri "Power" e "Select" vengono ripristinati. Non cambia invece quando si passa dal programma continuo a quello con ritmicita'.
- Quando si passa dal programma in sequenziale a quello continuo, la potenza cala automaticamente. Non cambia invece quando si passa dal programma continuo a quello in sequenziale.
- Inoltre, i simboli  e  che sono visualizzati sul display indicano il o i tipi di testina di trattamento compatibili con il trattamento scelto :

 Testina Roll	 Testina Lift
--	--
- Premere nuovamente  per impostare la Wellbox in modalità OFF. Quando l'apparecchio non è utilizzato per più di 5 minuti, il sistema si mette automaticamente in modalità "off".

 **Ogni volta che viene premuto un pulsante, l'apparecchio emette un segnale acustico di conferma.**

DESCRIZIONE DELLE TESTINE DI TRATTAMENTO

La Wellbox è fornita con un set completo di 5 testine di trattamento diverse per offrire la soluzione più adeguata al tipo di trattamento voluto e alla zona del corpo da trattare.

3 testine Roll  ① ② ③

Ogni testina Roll è formata da lamine di tenuta smontabili.

Testina Roll ①



1. Linguette di tenuta smontabili.
2. Rulli smontabili.
3. Camera di trattamento.


Testina Roll ②



1. Linguette di tenuta smontabili.
2. Rulli smontabili.
3. Pulsante di blocco.
Quando il pulsante è premuto ←, i rulli sono bloccati (modalità continua), quando è rilasciato →, i rulli si spostano avvicinandosi o allontanandosi l'uno dall'altro (ritmicità).
4. Camera di trattamento.




Testina Roll ③



1. Levetta di inversione della direzione di movimento dei rulli motorizzati indicata da una freccia luminosa.
2. Rulli motorizzati.
3. Camera di trattamento.
4. Linguette di tenuta rimovibili (dietro le protezioni)



DESCRIZIONE DELLE TESTINE DI TRATTAMENTO

2 testine Lift  [1] [2]Testina Lift [1]
con linguette smontabili.Testina Lift [2]
con linguette smontabili.2 dispositivi di smontaggio
specifici per ogni testina.

INSTALLAZIONE



Aprire l'apparecchio premendo il pulsante di avvio/arresto posto nella parte anteriore



Collocare le quattro testine di trattamento negli appositi alloggiamenti. A ogni testina corrisponde un preciso alloggiamento identificabile dal simbolo corrispondente.

Per collegare il flessibile al corpo dell'apparecchiatura, attenersi alla procedura indicata qui di seguito :



Inserire il flessibile con la freccia \longleftrightarrow (in rilievo) verso l'alto come indicato nell'immagine.



Il flessibile può essere collegato indifferente ai due lati. Per scollegarlo, tirare delicatamente verso l'alto. Non svitare mai o tirare con forza il flessibile.

A questo punto collegare al flessibile la testina per il trattamento desiderato:



Scegliere una delle testine, quindi, collegarla al flessibile facendo coincidere le frecce presenti sulla testina e sul flessibile. Ripetere questa operazione ogni volta che si desidera cambiare testina di trattamento.



Dopo l'uso, il flessibile si sistema facilmente nell'alloggiamento previsto a tale scopo come indicato in figura.

ALIMENTAZIONE

Il sistema Wellbox viene fornito con un gruppo di alimentazione comprendente i componenti elencati di seguito:

- Un alimentatore. Entrata 100-240 VAC, 50/60Hz - Uscita 24 VDC
- Quattro adattatori

Per allacciare elettricamente l'apparecchio, attenersi alla procedura riportata di seguito:



Se le spine non corrispondono alle sue prese, le consigliamo di consultare un elettricista per trovare la soluzione più adatta.

1. Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore della Wellbox.



2. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente a muro.



Il sito Internet indicato sull'apparecchio è inattivo, collegarsi invece al sito www.wellbox.com



Lo smontaggio dell'apparecchio e l'utilizzo di un gruppo di alimentazione diverso da quello in dotazione con l'apparecchio stesso sono interventi pericolosi e, pertanto, non consentiti.

MESSA IN FUNZIONE



Prima di utilizzare l'apparecchiatura, raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni d'installazione.

- Una volta collegata l'alimentazione (vedere pagina 86), premere il pulsante  per avviare l'apparecchio. Il pannello di controllo si accenderà. Prima di iniziare il trattamento e seguendo le istruzioni contenute in questa Guida di installazione e utilizzo, occorre selezionare:

- la potenza (Power)
- Il programma di trattamento con aspirazione continua o in sequenziale (Select)
- la durata del trattamento (Time)

Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, tutti i parametri sono impostati sul rispettivo valore iniziale:

- Potenza minima a . Premere  per aumentarla.
- Programma di aspirazione continua . Premere  per passare alla ritmicita'  /  /  [debole / media / elevata].
- Durata a 6' . Premere  o  per impostare la durata corrispondente al trattamento.

- Selezionare la testina da utilizzare, quindi regolare i parametri relativi alla potenza, al programma - in modalità continua o sequenziale - e alla durata facendo riferimento alle schede/ai cartelloni dei protocolli.

- Premere  per iniziare la seduta di trattamento. Se la testina Roll  è collegata, all'avvio del trattamento, i rulli ruotano in avanti. Una freccia luminosa mostra la direzione di movimento della testina. Azionare la leva a scatto per invertire la direzione del movimento. Anche la freccia luminosa visualizzata cambia di direzione (vedere a pagina 83).

- È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento e riprenderlo in seguito premendo il pulsante .

- Per chiudere la Wellbox dopo l'uso:

- Collegare la testina Roll  al flessibile
- Arrotolare quindi il flessibile nell'alloggiamento previsto a tale scopo (2 giri)
- Rimettere poi la testina Roll  nell'alloggiamento apposito accanto al pannello di controllo. Collocare le altre testine nei rispettivi alloggiamenti nel coperchio superiore



La Wellbox passa automaticamente alla modalità off dopo cinque minuti di inattività.

MANUTENZIONE

⚠ È necessario pulire regolarmente l'apparecchiatura sia per motivi igienici che per mantenerla in condizioni di funzionamento ottimali e garantirne la durata nel tempo. Prima di procedere a qualunque operazione di pulizia, scollegare l'apparecchiatura dalla presa di rete.

Sostituzione del filtro di protezione

La Wellbox è dotata di un filtro di protezione che ne garantisce il buon funzionamento. Nel caso in cui l'apparecchiatura non funzioni correttamente, il filtro deve essere cambiato. Si consiglia di sostituirlo una volta al mese circa.

Istruzioni per la sostituzione del filtro:

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.



1. Svitare il tappo di un quarto di giro verso sinistra, come indicato nell'immagine, quindi tirarlo verso di sé.



3. Rimuovere il filtro usato smontandolo dal tappo e gettarlo.



4. Montare il filtro nuovo (metterne solo uno alla volta) e bloccarlo abbassando le due alette apposite, quindi riavvitare il tappo.

MANUTENZIONE DELLE TESTINE ROLL ① ② ③

 Per motivi d'igiene, la pulizia delle testine deve essere fatta prima e dopo ogni utilizzo, a testine scollegate, utilizzando le salviette in dotazione oppure con delle salviettine imbevute di soluzione battericida e fungicida.

Istruzioni per la pulizia delle testine Roll  ① ② :

1. Tenere la testina con i rulli rivolti verso di sè. Togliere i rulli spingendoli verso l'esterno.
2. Rimuovere le lamine di tenuta dalla camera di trattamento.
3. Pulire la camera di trattamento, la lamina di tenuta e i rulli con una salvietta.
4. Rimettere la lamina di tenuta nell'alloggiamento.
5. Rimettere i rulli spingendoli verso l'interno fino a quando scattano in posizione.



Istruzioni per la pulizia della testina Roll  ③ :

1. Tenendo in mano la testina, sbloccare le protezioni di ciascun rullo, quindi pulirle con una salvietta.
2. Togliere quindi le 2 lamine di tenuta estraendole delicatamente dal loro alloggiamento e pulirle accuratamente con una salvietta.
3. Pulire la camera di trattamento e i rulli con una salvietta..
4. Fissare le lamine di tenuta sulle protezioni, con la parte appuntita verso l'interno. Inserire l'insieme nella testina. Esercitare una leggera pressione a livello dell'alloggiamento per rimettere al posto giusto ogni componente.




MANUTENZIONE DELLE TESTINE LIFT  [1] [2]

 Per motivi d'igiene, la pulizia delle testine deve essere fatta prima e dopo ogni utilizzo, a testine scollegate, utilizzando le salviette in dotazione oppure con delle salviette imbevute di soluzione battericida e fungicida.

Istruzioni per la pulizia delle testine Lift  [1] [2] :

1. Prendere la testina Lift [1] o [2] e inserire il dispositivo [1] o [2], specifico per ogni testina, dal lato smussato nell'apertura dell'aletta rimovibile fino a quando non si sente uno scatto.
2. Estrarre il dispositivo insieme al quale uscirà anche l'aletta.
3. Togliere l'aletta dal dispositivo per pulirla accuratamente con una salvietta.
4. Prendere il dispositivo dal lato liscio e rimettere l'aletta sul dispositivo.
5. Inserire il tutto nella testina di trattamento e spingere fino ad arrivare in fondo alla testina.



UN PROBLEMA : COME RISOLVERLO ?



Accertarsi di aver rispettato nei minimi dettagli tutte le precauzioni di installazione e di utilizzo illustrate alle pagine 77, 78 e 79.

In caso di funzionamento anomalo dell'apparecchio, è consigliabile controllare quanto segue prima di rivolgersi al Servizio Clienti LPG®:

- Sono state rispettate le precauzioni di utilizzo?
- L'apparecchio è collegato all'alimentatore?
- L'alimentatore è conforme all'utilizzo dell'apparecchio?
- L'adattatore di alimentazione selezionato rispetta le norme vigenti nel paese in cui viene utilizzato?
- Il pulsante di accensione è stato premuto?
- La Wellbox non è stata utilizzata per cinque minuti?
- Il display si accende?
- Il filtro è pulito e correttamente inserito?
- Il flessibile non è otturato ? e ben collegato?
- La testina di trattamento è inserita correttamente nel flessibile?
- I componenti delle testine di trattamento (lamine di tenuta, rulli, alette) sono ben posizionati, puliti e mobili?
- La levetta di inversione della direzione di movimento della testina Roll ^③ motorizzata si sposta senza problemi?
- Per ragioni di sicurezza, non smontare l'alimentatore né l'apparecchio.
In caso contrario, il Cliente decade dal diritto di garanzia.

Se, dopo aver effettuato tutti questi controlli, l'apparecchio continua a presentare problemi, rivolgersi al Servizio Clienti LPG® oppure a un distributore autorizzato, indicando il numero di serie dell'apparecchio visibile sull'etichetta del codice a barre posta nella parte inferiore dell'apparecchio (per esempio: MM21 51571234), nonché le ore di funzionamento (vedere pagina 76).

- **Servizio Clienti LPG®**
(numero verde europeo, gratuito da rete fissa):
00800 MYWELLBOX (00800 699 355 269)
- **www.wellbox.com**
- **Per qualsiasi richiesta di informazioni o reclami scritti:**
Il Servizio Clienti LPG® : tel: 00800 699 355 269 (chiamata gratuita solo dall'Europa oppure +33 (0)4 75 78 68 99).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni L x l x h..... 350 x 300 x 250 mm
 Peso netto..... 7,5 kg
 Potenza assorbita..... 70 Watts
 Apparecchio di classe 3, durata massima di utilizzo per seduta: 30 mn.

Etichetta di identificazione

Etichetta d'identificazione "tipo" soggetta a modifiche per tenere conto degli sviluppi dell'apparecchio e del tipo di Wellbox.
 L'etichetta posta nella parte inferiore della Wellbox indica la versione approvata.



Descrizione dei simboli

	Corrente alternata
	Corrente continua
	Attenzione, consultare i documenti allegati
	Standby, passaggio dalla modalità di attesa all'accensione
	Avvertenza
	Tensione pericolosa
	Consultare i documenti allegati al prodotto
	Da utilizzare solo all'interno
	Questo pittogramma attesta che questa apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005. In conformità alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti elettronici, la vostra apparecchiatura è provvista di componenti che non devono essere gettati fra i rifiuti classici di casa, deve quindi essere oggetto di una raccolta selettiva. Quando l'apparecchiatura cesserà di funzionare, dovette gettarla in un punto di raccolta appropriato o renderlo al vostro negoziante/distributore. Farete così un gesto per l'ambiente e contribuirete al rispetto delle risorse naturali e alla protezione della salute pubblica.

 **Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio.**

Leggere attentamente questa Guida di installazione e utilizzo e conservarla.